

DAS ■


PRESCANBODY



DAS PRESCANBODY


Método que ofrece una referencia inicial gracias a un escaneo antes/después de proceder con la colocación de los implantes.

COMPONENTES DE LA FASE PREOPERATORIA



FASE ○ PLANIFICACIÓN

El profesional crea la planificación y diseña la férula para la cirugía.




DISEÑO DE LA FÉRULA

Realice la **férula quirúrgica** según planificación preoperatoria utilizando el software de cirugía guiada correspondiente y la biblioteca adecuada acorde con la marca de implante, modelo, diámetro y longitud elegidos.

FASE 1 PREPARACIÓN PREOPERATORIA


Una vez realizada la planificación quirúrgica y diseño de la férula. Se inicia el proceso de colocación antes de la cirugía.

COLOCACIÓN DEL DAS ANCHOR SCREW EN ÁREA ESPECÍFICA



Utilizando el destornillador compatible DAS MU (43.321.316.01-2), el **DAS Anchor Screw** debe colocarse de forma vertical sobre la cúspide de la arcada y roscarse progresivamente, aplicando el siguiente protocolo de torque:


Iniciar: 5N cm



Incrementos de 5N cm

Iniciar con un torque de 5 N·cm hasta que el tornillo deje de girar libremente. Continuar incrementando el torque en pasos de 5 N·cm hasta que el **DAS Anchor Screw** quede completamente roscado.

No superar los 20N cm




En todo el proceso, no se debe superar el torque máximo de 20 N·cm.

NOTAS

- No exceder el torque máximo de 20 N·cm., para evitar daños en el hueso o pérdida de estabilidad del sistema.
- Si durante la inserción del componente según las indicaciones de torque no se ha llegado a la posición requerida no se supera el torque 20N·cm, detenerse, retirar el tornillo cuidadosamente y recolocarlos nuevamente a 20 N·cm.
- Se recomienda en esta fase disponer de la férula lista (según fase 3)


FASE 2 ESCANEEO PREOPERATORIO

Paso 1



Coloque el **DAS PreScanbody** sobre el DAS Anchor Screw, asegurándose de que esté bien asentado.

Paso 2




Fije el **DAS PreScanbody** al DAS Anchor Screw con el tornillo compatible, incluido con un torque máximo de 5N-cm.

Verifique con un espejo clínico que no existen espacios visibles (gaps) entre la base del **DAS PreScanbody** y la superficie del DAS Anchor Screw.

En caso de detectar separación, revise la correcta colocación del **DAS PreScanbody**.

Paso 3




Proceda al escaneo preoperatorio para registrar la ubicación exacta de los dispositivos.

Realizar escaneo completo de la arcada o arcadas.

Registrar mordida y condiciones anatómicas previas.

Se coloca la férula diseñada y se procede a la cirugía.



Advertencia:

Un exceso de torque fuera de lo recomendado puede fracturar o dañar el tornillo.

NOTAS


- Si el DAS PreScanbody dificulta la colocación de la férula, se puede retirar el DAS PreScanbody y colocar después de la cirugía. Debido a su geometría, siempre mantendrá su posición original.

FASE 3 **ESCANEEO POSTOPERATORIO**

Una vez finalizada la cirugía, **se vuelve a escanear el DAS PreScanbody.**

Paso 1

Escaneo posterior. (POST)




Los resultados de este escaneo pueden alinearse con los del escaneo preoperatorio mediante alineación de mallas.


Puede basarse en los resultados obtenidos para finalizar el diseño de la prótesis.

Paso 2

Elección de puntos coincidentes.



Advertencia: Un exceso de torque fuera de lo recomendado puede fracturar o dañar el tornillo.



Paso 3

Retire el PreScanbody y el DAS Anchor Screw.

Para el DAS Anchor Screw utilice el destornillador compatible DAS MU, aplicando un torque máximo de 30N·cm.

PRESCANBODY DAS COMPONENTS



PreScanbody

53.412.998.01-2



DAS Anchor Screw

79.300.012.02-2



Destornillador Compatible
DAS MU

43.321.316.01-2



Destornillador Hex. 1.20

43.601.103.02-2

TALLADIUM – CONDICIONES DE GARANTÍA

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Los presentes términos y condiciones de garantía ("T&C") cubren toda la gama de productos de Talladium ("Productos"), fabricados por TALLADIUM ESPAÑA S.L. y distribuidos por Geoda Medical S.L. o por distribuidores oficiales. La garantía descrita en estos T&C beneficia exclusivamente al clínico ("Clínico") y al técnico dental ("Técnico"), y no se extiende a terceros ni a instituciones, incluidos los pacientes.

PERIODO DE GARANTÍA

TALLADIUM ESPAÑA S.L. ofrece una garantía de por vida para toda su gama de productos, contada a partir de la fecha de emisión de la factura.

ALCANCE DE LA GARANTÍA

Con sujeción a las limitaciones y excepciones descritas en estos T&C, TALLADIUM ESPAÑA S.L. ofrecerá las siguientes prestaciones:

CALIDAD: Si existieran defectos en los materiales o en la fabricación del Producto, TALLADIUM ESPAÑA S.L. reemplazará el Producto sin coste adicional.

SEGURIDAD: Si, habiéndose cumplido todas las indicaciones de uso del producto, fuera necesario rehacer una prótesis debido a un fallo en el sistema Dynamic Abutment o Dynamic Titanium Base, TALLADIUM ESPAÑA S.L. reemplazará los pilares y tornillos necesarios para rehacer la prótesis, así como los costes derivados de su fabricación.

En caso de que, habiéndose utilizado nuestros productos y habiéndose seguido todas las indicaciones de uso, los implantes sufrieran algún daño, TALLADIUM ESPAÑA S.L. abonará el coste de los implantes. Esta cobertura será válida únicamente durante los primeros 6 meses posteriores a la colocación de la prótesis que incluya nuestros productos.

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN

Para recibir los beneficios indicados en estos T&C, el clínico tratante deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) La reclamación deberá ser notificada a TALLADIUM ESPAÑA S.L. en un plazo máximo de treinta (30) días desde la fecha en que se detecte el defecto reclamado. b) El Clínico o el Técnico deberán contactar con el departamento de atención al cliente por teléfono o correo electrónico para formalizar la reclamación. c) Se deberá cumplimentar un formulario de reclamación, que, junto con un informe o documento justificativo del Producto defectuoso y el Producto original, deberá enviarse a las oficinas de TALLADIUM ESPAÑA S.L. dentro del plazo anteriormente indicado. d) Los Clínicos o Técnicos que presenten una reclamación conforme a estos T&C deberán estar al corriente de pago de cualquier cantidad adeudada a TALLADIUM ESPAÑA S.L. o a cualquiera de sus filiales en el momento de presentar el formulario. e) Todos los procedimientos de uso de nuestros Productos deberán realizarse de acuerdo con las instrucciones de TALLADIUM ESPAÑA S.L. y conforme a las prácticas odontológicas comúnmente aceptadas. f) Los gastos derivados de este procedimiento serán asumidos por el cliente. Los gastos de envío de devolución serán asumidos por TALLADIUM ESPAÑA S.L. únicamente en aquellos casos cubiertos por la presente garantía. Independientemente de los derechos de garantía, las reclamaciones deberán notificarse lo antes posible para cumplir con los requisitos regulatorios aplicables.

LIMITACIONES GENERALES DE ESTA GARANTÍA

Con excepción de la garantía descrita en estos T&C, ni TALLADIUM ESPAÑA S.L., ni sus representantes, ni terceros fabricantes o distribuidores de los Productos, otorgan o representan ninguna otra garantía, compromiso o acuerdo, expreso o implícito, oral o escrito, respecto a los Productos, incluyendo, sin limitación, las garantías implícitas de comercialización, durabilidad o idoneidad para usos o fines específicos.

Asimismo, y en la máxima medida permitida por la legislación aplicable, TALLADIUM ESPAÑA S.L. rechaza —en su propio nombre y en el de sus representantes y terceros fabricantes o distribuidores— toda responsabilidad por daños directos o indirectos derivados o resultantes del diseño o la composición de la prótesis dental en la que los Productos estén integrados.


EXCLUSIONES DE GARANTÍA

TALLADIUM ESPAÑA S.L. limita esta garantía a:

- Pilares transformados que formen parte de la prótesis dental, excluyendo los tornillos utilizados para su anclaje.
- Productos que no sean utilizados junto con los accesorios y componentes comercializados por TALLADIUM ESPAÑA S.L.

MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN DE LA GARANTÍA


TALLADIUM ESPAÑA S.L. se reserva el derecho de modificar o retirar en cualquier momento y sin previo aviso estos T&C. Cualquier modificación o suspensión no afectará a los productos que ya hayan sido colocados en pacientes.



Esta versión impresa puede estar obsoleta y puede no incluir todos los productos o compatibilidades.

**Escanea y descarga la
última versión de este catálogo.**

www.dynamicabutment.com



**DYNAMIC
ABUTMENT
SOLUTIONS**

Virginia Woolf, 17
25005 · Lleida (Spain)

INTERNATIONAL +34 873 450 709
das@dynamicabutment.com

SPAIN +34 973 289 580
spain@dynamicabutment.com



www.dynamicabutment.com

