

CASOS PRÁCTICOS 2013 01

TALLADIUM INTERNATIONAL IMPLANTOLOGY

Av. Blondel, 54 3º · 25002 · Lleida · Spain · Telf. +34 973 289 580 · info@talladiumes.com · www.talladiumes.com

ESTRUCTURA CR-CO

Estructura Cr -Co fresado. Usando pilares dinámicos permitidos para corregir la desviación sin el uso de transepitelial en ángulo que en este caso resultaría en pasta metálica supragingival . También hay pilares dinámicos para fundir el sistema es básicamente el mismo , excepto que utiliza UCLAs

AUTOR: Bruno Pereira, SMILE DESIGN

FECHA: Mayo, 2013

Pilar Dinámico® 3.0

