

ESTRUCTURA HÍBRIDA TILITE-ACRÍLICO

Se han cargado distintas capas de acrílico, en la zona rosa, para conseguir mayor naturalidad. Descartamos los maquillajes de superficie porque dudamos de su permanencia y estado de conservación a medio plazo. Para dar más credibilidad a la prótesis, provocamos ligera desalineación en los dientes anteriores y retracciones gingivales a distinto nivel. Las severas abrasiones de caninos vienen dadas por la extrusión de su antagonistas naturales.

AUTOR: PRÓTESIS DEL SUR

FECHA: Agosto, 2013

Tilite, Acrílico

