

ESTRUCTURA HÍBRIDA SOBRE TILITE

Los cimientos de la prótesis "irrompible": la híbrida metal zirconia Prettau.
Zirconio recién sinterizado presentado sobre la Estructura de Tilite (Talladium).
Híbridas metal zirconia Prettau. Dientes de Prettau y encía de Gracia sobre estructura metálica de Tilite. Superior con cerámica en vestibular de canino a canino e inferior sólo prettau maquillado. Quedan espectaculares y además no se desgastan, no se rompen

AUTOR: Jose Antonio Fernandez Arenas,
IMPLANTOPRÓTESIS.LAB

FECHA: Septiembre, 2013

