

CASOS PRÁCTICOS 2014 04

TALLADIUM INTERNATIONAL IMPLANTOLOGY

Av. Blondel, 54 3º · 25002 · Lleida · Spain · Telf. +34 973 289 580 · info@talladiumes.com · www.talladiumes.com

PRÓTESIS

Realizada en Cr-Co sinterizado sobre 7 implantes utilizando la Interfase Dinámica® de Talladium International Implantology en posición angulada a 20° en las piezas 22 y entre la 24-25.

El resto de Interfases Dinámicas® se han utilizado con el canal recto. Se ha diseñado con el editor oficial de Exocad con el que podemos angular de 0 a 30°.

AUTOR: Xavier Piñol, BOX DENTAL

FECHA: Diciembre, 2014

Interfase Dinámica® 3.0, Exocad



