


RÉPLICA DIGITAL


Réplica digital de implante dental para simular la posición del implante en un modelo dental impreso en 3D.



3shape
Model Builder



exocad
Model Creator




dental wings
Model Builder


MODELO DE IMPRESIÓN 3D

Con la utilización de las bibliotecas CAD se diseña el modelo dental donde se insertarán posteriormente las réplicas.


Muesca cóncava
Máxima precisión en el posicionamiento longitudinal



Superficie curvada
Garantiza la precisión de la orientación



Corte longitudinal
Plano anti-rotación en X-Y



Fijación atornillada
Impide el movimiento de la réplica en Z

