



DYNAMIC ABUTMENT® SOLUTIONS

MULTI-UNIT DAS SYSTEM

Work different, work better

CODIFICACIÓN DE LIBRERÍAS

DYNAMIC ABUTMENT® SOLUTIONS LIBRARY



NOMENCLATURA:

DAS = Dynamic Abutment Solutions XXXX = Compatibilidad (Ejemplo 0040)

MU = Multi-Unit SA = ScAnalog HH = Altura Scanbody, puede ser de 8mm, 10mm o 12mm

I/IG = Adaptador standard I or Adaptador 3mm IG PREMIUM = Tiene las opciones protésicas de Tibases, Directo a Implante, Directo a Implante Provisional, ambos Directos a Implante con valores reales de conexión para su fresado. También la opción de Réplica Digital.



BRAND	MODEL	Ø IMPLANT	PLATFORM	LIBRARY CODE
AB	12	3,5/3,75/4,2/4,5/5/6	Standard	DAS_MU_0040
AB	I22	3,75/4,2	Standard	DAS_MU_0040
AB	I5	3,5/3,75/4,2/4,5/5/6/7/8	Standard	DAS_MU_0040
AB	I55	3,75/4,2/4,5/5/6/7/8	Standard	DAS_MU_0040
AB	I10	4,2/5	Standard	DAS_MU_0040
AB	I15	6/7/8	Standard	DAS_MU_0040
ACE	Infinity Internal Hex	3,7/4,1	3,5	DAS_MU_0040
ADIN	Swell	3,3	3,45	DAS_MU_0040
ADIN	Swell	3,75/4,2	3,6	DAS_MU_0040
ADIN	Swell	5	4	DAS_MU_0040
ADIN	Swell	6	4,6	DAS_MU_0040
ADIN	Toureg-CloseFit	3,5	RP	DAS_MU_0021
ADIN	Toureg-CloseFit	4,3/5	WP	DAS_MU_0022
ADIN	Toureg-S/Toureg-OS	3,5	3,45	DAS_MU_0040
ADIN	Toureg-S/Toureg-OS	3,75/4,2	3,6	DAS_MU_0040
ADIN	Toureg-S/Toureg-OS	5	4	DAS_MU_0040
ADIN	Toureg-S/Toureg-OS	6	5	DAS_MU_0040
ALPHABIO	Internal Hex Connection (IH) SPI	3,3/3,75/4,2/5/6	Universal	DAS_MU_0040
ALPHABIO	Internal Hex Connection (IH) ICE	3,7/3,75/4,2/4,65/5,3	Universal	DAS_MU_0040
ALPHABIO	Internal Hex Connection (IH) DFI	3,3/3,75/4,2/4,5	Universal	DAS_MU_0040
ALPHABIO	Internal Hex Connection (IH) NEO	3,75/4,2/5	3,5	DAS_MU_0040
ALPHABIO	Conical Standard Connection (CS)	3,75/4,2/5	Standard	DAS_MU_0169
ANCLADEN	Anclalock	3,75/4,25/5	3,5	DAS_MU_0040
ARDS	Classic	3,75/4,2/4,5	3,75	DAS_MU_0040
ARDS	Classic	3,3/3,75/4,2/5/6	3,75	DAS_MU_0040
ARDS	CIT	3,3/3,75/4,2/5/6	3,75	DAS_MU_0040
ARDS	Premium	3,3/3,75/4,2/5/6	3,75	DAS_MU_0040
ARDS	Smart	3,75/4,2/4,5	3,75	DAS_MU_0040
ASTRA	Aqua	3,5/4	Aqua(Estrecha)	DAS_MU_0004
AVINENT	HI	3,1//3,5/4	3,5	DAS_MU_0040
AVINENT	HI	3,3/3,8/4/4,2/4,8//4,5/5	4,1	DAS_MU_0040

NOMENCLATURA:

DAS = Dynamic Abutment Solutions XXXX = Compatibilidad (Ejemplo 0040)

MU = Multi-Unit SA = ScAnalog HH = Altura Scanbody, puede ser de 8mm, 10mm o 12mm

I/IG = Adaptador standard I or Adaptador 3mm IG PREMIUM = Tiene las opciones protésicas de Tibases, Directo a Implante, Directo a Implante Provisional, ambos Directos a Implante con valores reales de conexión para su fresado. También la opción de Réplica Digital.

BRAND	MODEL	Ø IMPLANT	PLATFORM	LIBRARY CODE
BIOCONCEPT	BC Bone Level	3,3	Narrow	DAS_MU_0033
BIOCONCEPT	BC Bone Level	4,1/4,8	Regular	DAS_MU_0035
BIOCONCEPT	BV Tapered Bone Level	4/4,5/5	Regular	DAS_MU_0030
BIOHORIZON	Internal	3/3,8/4,6	3,5 (Yellow)	DAS_MU_0040
BIOHORIZON	Tapered Tissue Level	3/3,8	3,5 (Yellow)	DAS_MU_0040
BIONER	Hikelt	3,8	3,95	DAS_MU_0040
BIONER	TopDM	3,5	3,5	DAS_MU_0021
BIONER	TopDM	4	4	DAS_MU_0021
BIONER	TopDM	5	5	DAS_MU_0021
BIOTEC	SPR/CIM	3,3	3,3	DAS_MU_0040
BIOTEC	SPR/CIM	3,75	3,75	DAS_MU_0040
BIOTEC	SPR/SPTT/CIM	4,2	4,2	DAS_MU_0040
BIOTEC	SPR/SPTT/CIM	5	5	DAS_MU_0040
BTK	Klassic / Konic INT	3,25/4	3,5 IR	DAS_MU_0040
CORTEX	Classix	3,3/3,8/4,2/5/6	3,75	DAS_MU_0040
CORTEX	Dynamix	3,3/3,8/4,2/5/6	3,75	DAS_MU_0040
CORTEX	Saturn	3,8/4,2	3,5	DAS_MU_0040
CORTEX	Conical Platform	3,3/3,8/4,2	RP	DAS_MU_0004
CORTEX	Magix	3,3/3,8/4,2	RP	DAS_MU_0004
CONEXÃO SISTEMA DE PRÓTESE	Flash	3,5/4,3/5	Universal	DAS_MU_0021
CONEXÃO SISTEMA DE PRÓTESE	Torq	3,5/3,75/4	Universal	DAS_MU_0021
CONEXÃO SISTEMA DE PRÓTESE	Expand	3,75/4/5	Universal	DAS_MU_0021
DENTIUM	SuperLine-Implantium	3,4	3,6	DAS_MU_0030
DENTIUM	SuperLine-Implantium	3,8	4	DAS_MU_0030
DENTIUM	SuperLine-Implantium	4,3	4,5	DAS_MU_0030
DENTIUM	SuperLine-Implantium	4,8	5	DAS_MU_0030
DENTIUM	SuperLine-Implantium	4,8	6	DAS_MU_0030
DENTIS	S-Clean	3,7	Mini	DAS_MU_0030
DENTIS	S-Clean	4,1/4,3	Regular	DAS_MU_0030

NOMENCLATURA:

DAS = Dynamic Abutment Solutions XXXX = Compatibilidad (Ejemplo 0040)

MU = Multi-Unit SA = ScAnalog HH = Altura Scanbody, puede ser de 8mm, 10mm o 12mm

I/IG = Adaptador standard I or Adaptador 3mm IG PREMIUM = Tiene las opciones protésicas de Tibases, Directo a Implante, Directo a Implante Provisional, ambos Directos a Implante con valores reales de conexión para su fresado. También la opción de Réplica Digital.

**NOMENCLATURA:**

DAS = Dynamic Abutment Solutions XXXX = Compatibilidad (Ejemplo 0040)

MU = Multi-Unit SA = ScAnalog HH = Altura Scanbody, puede ser de 8mm, 10mm o 12mm

I/IG = Adaptador standard I or Adaptador 3mm IG PREMIUM = Tiene las opciones protésicas de Tibases, Directo a Implante, Directo a Implante Provisional, ambos Directos a Implante con valores reales de conexión para su fresado. También la opción de Réplica Digital.

BRAND	MODEL	Ø IMPLANT	PLATFORM	LIBRARY CODE
DENTIS	S-Clean	4,8	Wide	DAS_MU_0030
DIO IMPLANTS	UF	3,8/4/4,5/5/5,5	Regular	DAS_MU_0030
EASY IMPLANT	Master C	3,5	3,5 (Ocean)	DAS_MU_0004
EASY IMPLANT	Master C	4	4 (Ocean)	DAS_MU_0004
EASY IMPLANT	Master C	4,5	4,5 (Lilas)	DAS_MU_0030
EASY IMPLANT	Master C	5	5 (Lilas)	DAS_MU_0030
EASY IMPLANT	Master S	3,3	3,3 (Ocean)	DAS_MU_0004
EASY IMPLANT	Master S	3,75	3,75 (Lilas)	DAS_MU_0030
EASY IMPLANT	Master S	4,25	4,25 (Lilas)	DAS_MU_0030
EASY IMPLANT	Master S	4,75	4,75 (Lilas)	DAS_MU_0030
EASY IMPLANT	Master L	3,3	3,3 (Lilas)	DAS_MU_0030
EASY IMPLANT	Master L	3,75	3,75 (Lilas)	DAS_MU_0030
EASY IMPLANT	Master L	4,25	4,25 (Lilas)	DAS_MU_0030
EASY IMPLANT	Master L	4,75	4,75 (Lilas)	DAS_MU_0030
EUROTEKNIKA	Naturactis	3,5	3,4	DAS_MU_0004
EUROTEKNIKA	Naturactis	4	3,8	DAS_MU_0004
EUROTEKNIKA	Naturactis	4,5	4,3	DAS_MU_0004
EUROTEKNIKA	Naturactis	5	4,8	DAS_MU_0004
EUROTEKNIKA	Natea	3,6/4,1/4,8	Narrow	DAS_MU_0004
EUROTEKNIKA	Natea	3,6/4,1/4,8	Regular	DAS_MU_0004
EUROTEKNIKA	Naturall	3,5	Narrow	DAS_MU_0004
EUROTEKNIKA	Naturall	4/4,5	Regular	DAS_MU_0004
GALIMPLANT	Conexióninterna	3,5	3,5	DAS_MU_0004
GALIMPLANT	Conexióninterna	4	4	DAS_MU_0004
GALIMPLANT	Conexióninterna	5	5	DAS_MU_0004
HAHN IMPLANT	Tapered Implant	3,5/4,3	Purple	DAS_MU_0021
HAHN IMPLANT	Hahn Tapered Implant	5	5	DAS_MU_0022
HIOSEN	ETII SA / ETIII SA	4/4,5/5	Regular	DAS_MU_0030
HIOSEN	ETIII BA	4/4,5/5	Regular	DAS_MU_0030
HI-TEC	Tapered Self Thread	3,3/3,75	3,5	DAS_MU_0040
HI-TEC	Logic Plus	3,5	3,7	DAS_MU_0040
HI-TEC	Logic Plus	4,3	3,9	DAS_MU_0040
IBS	Magic FC	4/4,5/5/5,5/6/6,5	3,8	DAS_MU_0030

BRAND	MODEL	Ø IMPLANT	PLAT-FORM	LIBRARY CODE
IBS	N.R. Fix	3/3,5	3,8	DAS_MU_0030
IDO IMPLANTS	I Do Implant	3,8/4/4,5/5/5,5/6/7	Universal	DAS_MU_0030
IMPLANT DIRECT	Interactive	3,2/3,7	3	DAS_MU_0021
IMPLANT DIRECT	Interactive	4,3/5	3,4	DAS_MU_0022
IMPLANT DIRECT	Legacy	3,7	3,5	DAS_MU_0040
IMPLANT DIRECT	SwishActive	3,3	3	DAS_MU_0021
IMPLANT DIRECT	SwishActive	4,1/4,8	3,4	DAS_MU_0022
IMPLANT GENESIS	Aktive System	3,5/3,75/4,2/5	Standard	DAS_MU_0040
IHDE DENTAL (IMBIODENT)	Bone Level Plus	3,3	3,3	DAS_MU_0033
IHDE DENTAL (IMBIODENT)	Bone Level Plus	4,1	4,1	DAS_MU_0035
IHDE DENTAL (IMBIODENT)	Bone Level Plus	4,1	4,8	DAS_MU_0035
INTRA LOCK	IntraHex	3,75/4	3,5	DAS_MU_0040
JDENTALCARE	JDEvolution/JDEvolution Plus	3,7	3,7	DAS_MU_0040
JDENTALCARE	JDEvolution/JDEvolution Plus	4,3/5	4	DAS_MU_0040
JDENTALCARE	JDEvolution/JDEvolution Plus	6	5	DAS_MU_0040
JDENTALCARE	JD ICON	3,9	3,9	DAS_MU_0022
JDENTALCARE	JD ICON	4,3	4	DAS_MU_0022
JDENTALCARE	JD ICON	5	4,7	DAS_MU_0022
LEADER	Tixos Internal Hex	3,3	3,5	DAS_MU_0040
LEADER	Tixos Internal Hex	3,75	4	DAS_MU_0040
MEGAGEN	AnyOne Internal	3,5/4/4,5/5/6/7	General	DAS_MU_0030
MEGAGEN	AnyRidge	3,5	Small	DAS_MU_0015
MEGAGEN	AnyRidge	4/4,5	Regular	DAS_MU_0015
MEGAGEN	AnyRidge	5/5,5	Wide	DAS_MU_0015
MIS	M4	3,75/4,2	Standard	DAS_MU_0040
MIS	Seven	3,75/4,2	Standard	DAS_MU_0040
MOZO-GRAU	MG Inhex	3,75/4,25	2,8 Standard	DAS_MU_0004
MPI	Excellence CM	3,5/4	Regular	DAS_MU_0004
NEOBIOTECH	IS System	4	Regular 4	DAS_MU_0030
NEOBIOTECH	IS System	4,5	Regular 4,5	DAS_MU_0030

NOMENCLATURA:

DAS = Dynamic Abutment Solutions XXXX = Compatibilidad (Ejemplo 0040)

MU = Multi-Unit SA = ScAnalog HH = Altura Scanbody, puede ser de 8mm, 10mm o 12mm

I/G = Adaptador standard I or Adaptador 3mm IG PREMIUM = Tiene las opciones protésicas de Tibases, Directo a Implante, Directo a Implante Provisional, ambos Directos a Implante con valores reales de conexión para su fresado. También la opción de Réplica Digital.

**NOMENCLATURA:**

DAS = Dynamic Abutment Solutions XXXX = Compatibilidad (Ejemplo 0040)

MU = Multi-Unit SA = ScAnalog HH = Altura Scanbody, puede ser de 8mm, 10mm o 12mm

I/G = Adaptador standard I or Adaptador 3mm IG PREMIUM = Tiene las opciones protésicas de Tibases, Directo a Implante, Directo a Implante Provisional, ambos Directos a Implante con valores reales de conexión para su fresado. También la opción de Réplica Digital.

BRAND	MODEL	Ø IMPLANT	PLAT-FORM	LIBRARY CODE
NEOBIOTECH	IS System	5	Wide 5	DAS_MU_0030
NOBEL BIOCARE	Active	3,5	Narrow	DAS_MU_0021
NOBEL BIOCARE	Active	4,3/5	Regular	DAS_MU_0022
NORIS MEDICAL	TUFF	3,3/3,75/4,2/5/6	3,75	DAS_MU_0040
NORIS MEDICAL	TUFF TT	3,3/3,75/4,2/5/6	3,75	DAS_MU_0040
NORIS MEDICAL	ONIX	3,3/3,75/4,2/5/6	3,75	DAS_MU_0040
NORIS MEDICAL	CORTICAL	4/5/6.	3,75	DAS_MU_0040
NORIS MEDICAL	PTERYCORE	4,2	3,75	DAS_MU_0040
NORIS MEDICAL	PTERYFIT	4,2	3,75	DAS_MU_0040
OSSTEM	TS	4/4,5/5/6/7	Regular	DAS_MU_0030
OSTEOPLUS	SHI	3,3 / 3,75 / 4,2	3,5	DAS_MU_0040
PROCLINIC	Cilindrico Interno/Cónico Interno	3,3/3,75/4,25/5//3,5/4/5	3,5	DAS_MU_0040
PROCLINIC	Aqua CM	3,5/4/5	2,82	DAS_MU_0004
SEWON MEDIX	IH2 SLA SYSTEM	3,5/4/4,5/5	Regular	DAS_MU_0030
SEWON MEDIX	IH2 RBM SYSTEM	3,5/4/4,5/5	Regular	DAS_MU_0030
SGS	P1	3,2/3,75/4,2/5/6	3,75	DAS_MU_0040
SGS	P7	3,2/3,75/4,2/4,5/5/6	3,75	DAS_MU_0040
SIGNO VINCES	Compact	4,5	CM3,8	DAS_MU_0004
SIGNO VINCES	Duocon	3,8	CM3,8	DAS_MU_0004
SIGNO VINCES	Infra	3,3/3,8/4,6	CM	DAS_MU_0004
SOUTHERN IMPLANTS	Internal Hex	3,75/4,2/5	Universal	DAS_MU_0040
SOUTHERN IMPLANTS	Deep Conical	3,5/4	2,95/3,1	DAS_MU_0004
STRAUMANN	Bone Level	3,3	NC- 3,3	DAS_MU_0033
STRAUMANN	Bone Level	4,1	RC-4,1	DAS_MU_0035
STRAUMANN	BLX	3,5/3,75/4/4,5	RB	DAS_MU_0207
TITANIUM-FIX	B-fix	3,5/4	Regular	DAS_MU_0004
TRI DENTAL IMPLANTS	Tri-Vent	3,75/4,1/4,7	3,5	DAS_MU_0040
TREE-OSS	Simple	3,3/3,75/5	3,75	DAS_MU_0040
UFIT	Gt2	3,5	Mini	DAS_MU_0004
UFIT	Nt2	3,5	Mini	DAS_MU_0004
YES IMPLANTS	S-SYSTEM	3/3,5	Narrow	DAS_MU_0030

BRAND	MODEL	Ø IMPLANT	PLATFORM	LIBRARY CODE
YES IMPLANTS	S-SYSTEM	4/4,5	Regular	DAS_MU_0030
YES IMPLANTS	S-SYSTEM	5/5,5	Wide	DAS_MU_0030
YES IMPLANTS	S-SYSTEM	6/6,5/7/8	B-Wide	DAS_MU_0030
ZIMMER	Zimmer Type (Internal Hexagon)	3,7/4,1	3,5	DAS_MU_0040