


DOBLE ALTURA GINGIVAL

Con el objetivo de “hacer más fácil su trabajo” en Dynamic Abutment® Solutions diseñamos productos en nuestro departamento de I+D+i propio para satisfacer sus necesidades, aportar soluciones a su trabajo y conseguir la máxima estética. Por este motivo, hemos desarrollado una Interfase Dinámica® 3.0 para facilitar el trabajo en aquellos casos en que los márgenes gingivales están a distintos niveles.

La Interfase Dinámica® 3.0 de Dynamic Abutment® Solutions aporta soluciones a prótesis individuales y múltiples en la corrección del posicionamiento desfavorable de los implantes.

Interfase Dinámica® 3.0
Compatible con Straumann
Bone Level
Altura gingival 1 mm

Interfase Dinámica® 3.0
Compatible con Straumann
Bone Level
Altura gingival 2 mm
Maxima angulación 20°



Angulated
Own Technology
DYNAMIC ABUTMENT® SOLUTIONS

Nuevo Catálogo SOLUCIONES CAD-CAM
Descárgelo en nuestra web o solicite un
ejemplar: spain@dynamicabutment.com

 DYNAMIC
ABUTMENT®
SOLUTIONS

AV. BLONDEL, 54 3º · 25002·
LLEIDA (SPAIN) · TEL. +34 973 289 580
spain@dynamicabutment.com
www.dynamicabutment.es

