

CASOS PRÁCTICOS 2014 06

TALLADIUM INTERNATIONAL IMPLANTOLOGY

Av. Blondel, 54 3º · 25002 · Lleida · Spain · Telf. +34 973 289 580 · info@talladiumes.com · www.talladiumes.com

PRÓTESIS

AUTOR: LAB. DENTAL BALEAR

FECHA: 2014

Interfase Dinámica®, Scanbody



Interfase Dinámica 3.0 de Titanio para estructuras en CAD-CAM, para prótesis individuales y múltiples.

Fabricada en Titanio, con un anodizado dorado para mejorar la estética del trabajo.

Un ÚNICO Scanbody para todas las plataformas regulares (excepto multi-unit y Straumann®).

Fabricado en peek escaneable que permite posicionar correctamente la Interfase Dinámica 3.0 en la zona de trabajo CAD.

Doble altura con cajeadado lateral que permite una angulación de hasta 30°.

Pueden utilizarse tanto para el atornillado recto como angulado hasta 30°, utilizando el tornillo y destornillador del sistema Pilar Dinámico® 3.0. Libertad de movimiento lateral del destornillador hasta 90°.

Retenciones exteriores que mejoran el agarre de la prótesis.

Apta para los materiales: PMMA, Zirconio y metal.







